

Système d'aspiration auxiliaire - BIOVAC®



1- DISTRIBUTEUR

LIFE PARTNERS EUROPE

161 avenue Galliéni – 93170 Bagnolet
Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72
E-mail : life@lifeurope.com
Site Internet : www.lifeurope.com

Correspondant matériovigilance

Responsable qualité
Tél : 01 49 88 01 01
Fax : 01 49 88 83 45
E-mail : quality@lifeurope.com

2- INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Dénomination commerciale :

Système d'aspiration auxiliaire BIOVAC®

Le système BIOVAC® se branche en « connexion Y » sur le canal opérateur et sur l'aspiration. C'est un dispositif rapide permettant une aspiration haute pression et haut débit dans les cas d'hémorragies digestives ou de colons mal préparés.

En dérivation du canal opérateur,

- il évite le piston de l'endoscope,
- il limite le risque de bouchon
- il permet l'utilisation en parallèle d'un accessoire dans le canal opérateur.



Références	Caractéristiques techniques	Photo
US/00711511	Compatible avec endoscopes Pentax Longueur du tube : 305 cm Tube d'irrigation : 30 cm	
US/00711513	Compatible avec endoscopes Olympus et Fujinon (≥ G5) Longueur du tube : 305 cm Tube d'irrigation : 30 cm	

Unité de commande = Quantité minimale de livraison (QML) : **5**

Type d'emballage individuel : **Sachet**

Type d'ensemble conditionnement : **Carton**

Produit de classe I - Fabriqué par US Endoscopy (USA) - Marquage CE accordé par BSI, N° d'organisme : 0086- Sécurité d'utilisation, conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Consulter la notice

Matériaux :

Ce dispositif n'est pas en contact avec le patient

Présence de :

Latex : ☐ Oui ☒ Non
Produit d'origine animale : ☐ Oui ☒ Non
PVC : ☒ Oui ☐ Non
Phtalate et DEHP : ☒ Oui ☐ Non

**Sterilité**

Stérile : ☐ Oui ☒ Non
Mode de stérilisation : Non-stérile
Nombre d'utilisations : Usage Unique

NON-STERILE

**Conservation**

Conditions de conservation: Température ambiante contrôlée (15-25°C)
A l'abri de la lumière et de l'humidité
Durée de péremption : 3 ans

Utilisation

Sécurité d'utilisation : Cf. Notice
Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Cf. Notice
Indications (destination marquage CE) : Cf. Notice

**Fabricant**

Fabricant : US Endoscopy
Pays : Etats-Unis

Marquage CE

Marquage CE accordé par BSI, N° d'organisme : 0086
Selon la directive Européenne 93/42/CEE – Annexe II
Produit de classe I, selon la règle 2